



## 10-532-000 Beheizbare Zentrifuge für die Ölprüfung

### Normen/ Standards/ Richtlinien

ASTM D91, ASTM D893, ASTM D1290, ASTM D1796, ASTM D1966, ASTM D2273, ASTM D2709, ASTM D2711, ASTM D4007, ASTM D5546, IP 359, ISO 3734, ISO 9030, DIN 51793



### Anwendungsfeld

Bestimmung der unlöslichen Bestandteile in gebrauchten Ölen.

### Gerätemerkmale

Beheizbare, programmierbare Zentrifuge mit schwingendem Rotor und vier Plätzen für Zentrifugengläser. Geschwindigkeit, Temperatur und Zeit sind mikroprozessorgesteuert und die ausgeführten Parameter können über die Steuerung und das Digitaldisplay eingegeben werden. Die Laufzeit kann zwischen 10 Sekunden und 100 Stunden in Ein-Minuten-Schritten eingestellt werden. Beschleunigungs- und Bremszeit sind frei einstellbar. Die Zentrifuge kann nicht mit geöffnetem Deckel betrieben werden. Zudem ist ein Übertemperaturschutz sowohl für den Motor als auch für das Prüfbad vorhanden.

### Technische Daten

max. relative Zentrifugalkraft	2214 g
max. Drehzahl	3000 U/min
Temperaturbereich	30-80 °C
Versuchsdauer	10s – 100Std



## Maße und Anschlüsse

Abmessungen (LxBxH)	564 x 639 x 401 mm
Gewicht	72,5 kg
Netzanschluss	einphasig, 220/240V, 50/60 Hz
Leistung	950 W
Schnittstellen	n.a.
Luft	n.a.
Kühlung	n.a.
Andere	n.a.

## Zubehör

inkl.	Artikelnummer	Beschreibung
1	10-532-000	Beheizbare Zentrifuge für die Ölprüfung
-	10-532-001	Zentrifugenglas, 100ml, konisch, 8", grad. 0,05 ml (6/Pack)
-	10-532-002	Zentrifugenglas 100ml, Spurensediment, 8", grad. 0,005 ml (6/Pack)
-	10-532-003	Adapter für 10-532-001 und -002 (4/Pack)
-	10-532-004	Gestell für Zentrifugengläser 10-532-001 und -002
-	10-532-005	Zentrifugenglas, 100ml, konisch, 6", grad. 0,05 ml (6/Pack)
-	10-532-006	Adapter für 10-532-005 (4/Pack)
-	10-532-007	Gestell für Zentrifugenglas 10-532-005
-	10-532-008	Zentrifugenglas, 100 ml, birnenförmig; 8", grad.0,01ml (6/Pack)
-	10-513-009	Adapter für 10-532-008
-	10-532-010	Heizplatte für Temperierblock 10-532-011
-	10-532-011	Temperierblock, Alu, für Zentrifugengläser 10-532-001 und -002
-	10-532-012	Stopfen, kork (50/pack)
-	10-532-013	Gestell für Zentrifugenglas 10-532-008
-	10-532-014	Zentrifugenglas 100 ml, graduiert (3/pack)